



JULIET
Laser Erbium:YAG
ASCLEPION Laser Technologies

Il **laser Erbium:YAG**: è la scelta migliore per i trattamenti intravaginali. Il trattamento laser **Juliet** migliora la salute ginecologica delle donne grazie ad un trattamento mini invasivo, che mira a stimolare la produzione di nuovo collagene ed elastina, insieme ad una migliore vascolarizzazione della mucosa vaginale.

La procedura viene eseguita utilizzando il laser MCL31 Dermablade di Asclepion, uno dei laser più venduti al mondo nel campo della medicina estetica. Similmente alla procedura di ringiovanimento utilizzata per trattamenti sul viso, il trattamento laser Juliet utilizza la luce per veicolare delicatamente l'energia luminosa sul tessuto e stimolarlo a produrre nuovo collagene.

Nuovo manipolo monouso **STERI-SPOT** appositamente progettato. Il manipolo **STERI-SPOT** di nuova concezione permette un facile inserimento e un utilizzo semplice ed intuitivo. Viene fornito in una **confezione sterile** ed è destinato al monouso, garantendo la massima igiene.

Ottica **MicroSpot** per trattamenti delicati ed efficaci. Il manipolo **STERI-SPOT** è dotato di un'ottica **MicroSpot** appositamente sviluppata, provvista di uno spot quadrato da 9 x 9 mm e di 169 **MicroSpot**.

Questa particolare tecnologia consente, grazie alla suddivisione del fascio laser in diverse centinaia di raggi parziali, di trattare solo "frazioni" dell'epidermide, come in una griglia. Lo scopo è quello di riattivare il rinnovamento della pelle e la neocollagenogenesi accelerando contemporaneamente la guarigione della zona sottoposta al trattamento grazie alla presenza di aree non trattate al suo interno che facilitano la rigenerazione cellulare. Ciò diminuisce significativamente il rischio di effetti collaterali ed aumenta efficacia e sicurezza del trattamento.

Il trattamento laser rappresenta la migliore alternativa alla terapia ormonale o chirurgia. Juliet rappresenta un'opzione di trattamento mini invasiva, delicata e non ormonale per tutte le donne che desiderano una terapia non chirurgica e senza ormoni.



- TRATTAMENTI:**
- **Atrofia(VVA) e secchezza vaginale**
 - **Incontinenza urinaria da sforzo (SUI)**
 - **Sindrome da rilassamento vaginale**
 - **Ringiovanimento**
 - **Dolore durante i rapporti (DISPAREUNIA)**

SPECIFICHE TECNICHE JULIET			
Erbium:YAG			
CARATTERISTICHE	PARAMETRI		
LUNGHEZZA D'ONDA	2940 nm		
FREQUENZA DI RIPETIZIONE	1 - 20 Hz		
LUNGHEZZA DELL' IMPULSO	100 – 1000 µs regolabile		
MANIPOLI	INTRA VAGINALE	FRAZIONATO	ABLATIVO
FLUENZA	J cm ² Fino a 250		
DISPLAY	Touch screen		
SISTEMA DI TRASMISSIONE	Fibra ottica e manipoli		
CONTROLLO DELLO SPOT	Impulso pedale		
DIMENSIONI APPARECCHIO	Cm: 36 x 60 x 93 cm		
PESO APPARECCHIO	Kg 75,00		
ALIMENTAZIONE	230 V 50/60 Hz 11 A		